

BALÓNKOVÉ
KATETRY

OBSAH



URETERÁLNÍ STENTY

Kapitola 1



NEFROSTOMIE

Kapitola 2



URETERÁLNÍ KATETRY

Kapitola 3



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kapitola 4



EXTRAKTORY KAMENŮ

Kapitola 5



BALÓNKOVÉ KATETRY

Kapitola 6



SUPRAPUBICKÁ DRENÁŽ

Kapitola 7



URODYNAMIKA

Kapitola 8



SPECIÁLNÍ PRODUKTY

Kapitola 9



PEDIATRICKÁ UROLOGIE

Kapitola 10

OBSAH KAPITOLY

CHIRURGICKÉ KATETRY

- 6.1 2/3-CESTNÝ BALÓNKOVÝ KATETR
- Pooperační tamponáž, 100% silikon,

BALÓNKOVÉ KATETRY


- 6.3-8 2-CESTNÝ BALÓNKOVÝ KATETR
- VARIANTY

100% silikon, s externím balónkem

VISIODRAIN - BALÓNKOVÝ KATETR 2-CESTNÝ

pooperační tamponáž, 100% silikon

POPIS



Balónkový katetr

- 100% silikon pro optimální snášenlivost tkání, velký objem balónku pro bezpečnou kompresi a účinnou hemostázi
- Velmi účinná laváž a drenáž
- 2 cestný katetr
- Variabilní plnění balónku
- Ve variantě s Mercier zakončením s centrálním otvorem ve špičce

2 cestné balónkové katetry s Dufour tipem

Objednací číslo	Velikost (CH/FR)	Délka (cm)	Kapacita balónku (ml)
KW-481830-50	18	42	30 - 50
KW-482040-60	20	42	40 - 60
KW-482250-70	22	42	50 - 70
KW-482460-80	24	42	60 - 80

2 cestné balónkové katetry s Couvelaire tipem

Objednací číslo	Velikost (CH/FR)	Délka (cm)	Kapacita balónku (ml)
KW-491830-50	18	42	30 - 50
KW-492040-60	20	42	40 - 60
KW-492250-70	22	42	50 - 70
KW-492460-80	24	42	60 - 80

2 cestné balónkové katetry s Mercier tipem


Objednací číslo s otevřeným koncem s centrálním otvorem ve špičce	Velikost (CH/FR)	Délka (cm)	Kapacita balónku (ml)
KW-521830-50-SL	18	42	30 - 50
KW-522040-60-SL	20	42	40 - 60
KW-522250-70-SL	22	42	50 - 70
KW-522460-80-SL	24	42	60 - 80

Cena vč. 21% DPH: **380,-**

Kód VZP: 0142736

3-CESTNÝ BALÓNKOVÝ KATETR pro pooperační irigaci, tamponážní, 100% silikon, s externím balónkem


POPIS



3 cestný balónkový katetr

- ♦ Silikon pro optimální kompatibilitu s tkáněmi
- ♦ Balónek s velkou kapacitou pro silnou kompresi a účinnou hemostázu
- ♦ Vysoká drenážní kapacita


Dufour tip			
Velikost (FR)	Délka (cm)	Kapacita balónku (ml)	Objednací kódy
16	42	40	MA-521640
18	42	50	MA-521850
20	42	60	MA-522060
22	42	70	MA-522270
24	42	80	MA-522480



Couvelaire tip			
Velikost (FR)	Délka (cm)	Kapacita balónku (ml)	Objednací kódy
16	42	40	MA-501640
18	42	50	MA-501850
20	42	60	MA-502060
22	42	70	MA-502270
24	42	80	MA-502480




Mercier tip			
Velikost (FR)	Délka (cm)	Kapacita balónku (ml)	Objednací kódy
16	42	40	MA-561640
18	42	50	MA-561850
20	42	60	MA-562060
22	42	70	MA-562270
24	42	80	MA-562480



3-CESTNÝ BALÓNKOVÝ KATETR pro pooperační irigaci

100% silikon, s externím balónkem 10/30 ml

POPIS



3 cestný balónkový katetr

- ♦ Velmi účinná laváž a drenáž
- ♦ 100% silikon pro optimální snášenlivost tkání, velký objem balónku pro bezpečnou kompresi a účinnou hemostázi
- ♦ Variabilní plnění balónku


Nelaton tip			
Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Kapacita balónku (ml)	Objednací kód
16	40	10	MA-231605
18	40	10	MA-231805
18	40	30	MA-241830
20	40	10	MA-232005
20	40	30	MA-242030
22	40	10	MA-232205
22	40	30	MA-242230
24	40	30	MA-242430

- ♦ Varianta s centrálním otvorem ve špičce pro vodič 0,045" pro FR14 a vyšší anebo 0,038" pro FR12

3-cestné balónkové katetry, Nelaton tip s centrálním otvorem			
Velikost (CH/FR)	Délka (cm)	Kapacita balónku (ml)	Objednací číslo s otevřeným koncem
16	42	30	KW-471630-SL
18	42	30	KW-471830-SL
20	42	30	KW-472030-SL
22	42	30	KW-472230-SL
24	42	30	KW-472430-SL

2-CESTNÝ BALÓNKOVÝ KATETR

100% silikon, s externím balónkem



2 cestný balónkový katetr

- ♦ Nelaton nebo Tieman tip
- ♦ Silikon pro optimální kompatibilitu s tkáněmi


Nelaton tip			
Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Kapacita balónku (ml)	Objednáací kód
12	40	10	MA-201205
12	22	10	MA-221210
14	40	10	MA-201405
14	22	10	MA-221410
14	40	30	MA-211430
16	40	10	MA-201605
16	22	10	MA-221610
16	40	30	MA-211630
18	40	10	MA-201805
18	22	10	MA-221810
18	40	30	MA-211830
20	40	10	MA-202005
20	22	10	MA-222010
20	40	30	MA-212030
22	40	10	MA-202205
22	22	10	MA-222210
22	40	30	MA-212230
24	40	10	MA-202405
24	22	10	MA-222410
24	40	30	MA-212430
26	40	10	MA-202605

Tiemann tip			
Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Kapacita balónku(ml)	Objednáací kód
10	31	03	MA-301010
12	40	05	MA-301210
14	40	05	MA-301410
16	40	10	MA-301610
18	40	10	MA-301810
20	40	10	MA-302010
22	40	10	MA-302210
24	40	10	MA-302410

VISIODRAIN - BALÓNKOVÝ KATETR

pooperační proplach a tamponáž, 2-cestný katetr 100% silikon

POPIS



Balónkový katetr

- ♦ Se speciálním povrchem VISIOSLIDE nebo standardní
- ♦ Nelaton tip
- ♦ Mužský, ženský a pediatrický katetr
- ♦ 100% silikon pro optimální snášenlivost tkání
- ♦ Vysoká stabilita balónku s minimální difúzí
- ♦ Bezpečný zesílený vstup zabraňující natržení katetru a zajištěné připojení močového drenážního sáčku.
- ♦ Průhledný s integrovanými kontrastními proužky
- ♦ V nabídce také pediatrická varianta katetru s tuhým mandrenem
- ♦ Velmi dobré lubrikační vlastnosti
- ♦ Otěruvzdorný vnitřní i vnější povrch

VISIOSLIDE - Speciální povrchová úprava

- ♦ Vylepšené lubrikační vlastnosti, otěruvzdorný uvnitř i zvenku katetru
- ♦ Nižší náchylnost k inkrustaci, delší životnost katetru

BALÓNKOVÉ KATETRY - CHIRURGICKÉ -

Balónkový katetr mužský – Standard

Velikost (CH/FR)	Délka (cm)	Kapacita balónku (ml)	Objednáací číslo Nelaton tip, uzavřený	Objednáací číslo Nelaton tip, s centrálním otvorem
12	40	10	KW-441210	KW-441210-SL
14	40	10	KW-441410	KW-441410-SL
16	40	10	KW-441610	KW-441610-SL
18	40	10	KW-441810	KW-441810-SL
20	40	10	KW-442010	KW-442010-SL
22	40	10	KW-442210	KW-442210-SL
24	40	10	KW-442410	KW-442410-SL
26	40	10	KW-442610	KW-442610-SL
14	40	30	KW-441430	KW-441430-SL
16	40	30	KW-441630	KW-441630-SL
18	40	30	KW-441830	KW-441830-SL
20	40	30	KW-442030	KW-442030-SL
22	40	30	KW-442230	KW-442230-SL
24	40	30	KW-442430	KW-442430-SL

Balónkový katetr mužský - se speciálním povrchem Visioslide


Velikost (CH/FR)	Délka (cm)	Kapacita balónku (ml)	Objednáací číslo
12	40	10	KW-441210-SC
14	40	10	KW-441410-SC
16	40	10	KW-441610-SC
18	40	10	KW-441810-SC
20	40	10	KW-442010-SC
22	40	10	KW-442210-SC
24	40	10	KW-442410-SC
26	40	10	KW-442610-SC

Balónkový katetr ženský

Velikost (CH/FR)	Délka (cm)	Kapacita balónku (ml)	Objednáací číslo
12	22	10	KW-451210
14	22	10	KW-451410
16	22	10	KW-451610
18	22	10	KW-451810
20	22	10	KW-452010
22	22	10	KW-452210
24	22	10	KW-452410

EXTENSION KATETR

POPIS



Extension Katetr

- ♦ Nongraduated expanze uretry, so there is only a single lesion in the mucous membrane
- ♦ Patient-friendly longitudinal passage (pain-free)
- ♦ Nízký opakovaný výskyt uretrálních striktur

Přímý, s otevřeným koncem

Objednací číslo	Velikost (CH/FR)	Délka (cm)
EK-811022	10-22	40

Tiemann tip

Objednací číslo	Velikost (CH/FR)	Délka (cm)
EK-801022	10-22	40