


EXTRAKTORY KAMENŮ



OBSAH



URETERÁLNÍ STENTY

Kapitola 1



NEFROSTOMIE

Kapitola 2



URETERÁLNÍ KATETRY

Kapitola 3



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kapitola 4



EXTRAKTORY KAMENŮ

Kapitola 5



BALÓNKOVÉ KATETRY

Kapitola 6



SUPRAPUBICKÁ DRENÁŽ

Kapitola 7



URODYNAMIKA

Kapitola 8



SPECIÁLNÍ PRODUKTY

Kapitola 9



PEDIATRICKÁ UROLOGIE

Kapitola 10

OBSAH KAPITOLY

- 5.1 EXTRAKTOR KAMENŮ TIPLESS
 - košíček bez špičky
- 5.2 EXTRAKTOR KAMENŮ
 - košíčky se špičkou (HELIKAL a PŘÍMÝ)


EXTRAKTOR KAMENŮ - TIPLESS

MATERIÁL: Vysoce elastický nitinol

ROZPOJOVATELNÁ RUKOJEŤ




podle Dr. Lahme

- ♦ Rozpojitelná rukojeť umožňuje rozebrání extraktoru a případné vyjmutí endoskopu při uváznutí kamínku
- ♦ Zachycení kamínku v košíčku pomocí automatického pružinového mechanismu



KOŠÍČEK - "TIPLESS"

- ♦ Jemný, 3/4 nebo 6-drátový košíček bez špičky pro flexibilní ureterorenoskopii
- ♦ Pro zachycení i těch nejmenších kamínků také na okrajích tkání
- ♦ Adaptér Tuohy Borst a aplikátor chránící tip košíčku



Tuohy Borst adaptér + aplikátor

Velikost (FR/CH)	Počet drátů/ tvar košíčku	Tvar košíčku	Pracovní délka (cm) / Délka košíčku (mm)	Košíček Ø (mm)	Objednací kód
Extraktor s přímou rukojetí "Lahme"					
1.2	3	přímý	120/12	8	STN-T123-120 (cena na vyžádání)
1.8	4	přímý	120/15	11	STN-T184-120
1.8	6	přímý	120/13	9	STN-T186-120
2.2	4	přímý	120/15	11	STN-T224-120

EXTRAKTOR KAMENŮ - SE ŠPIČKOU

MATERIÁL: vysoce elastický nitinol

- ♦ odpojitelná trojprstá rukojeť
- ♦ košíček helical




Velikost (FR/CH)	Počet drátů	Pracovní délka (cm)	Délka košíčku (mm)	Průměr košíčku (mm)	Délka tipu (mm)	Objednací kód
Extraktor s trojprstou rukojetí						
2.5	4	85	30	12	3	DO-925485
3.0	4	85	30	12	3	DO-903475
3.0	4	120	30	12	3	DO-9034120
4.0	4	85	30	15	3	DO-904475
4.0	4	90	30 (přímý košíček)			DO-954490

EXTRAKTOR KAMENŮ - SE ŠPIČKOU

MATERIÁL: vysoce elastický nitinol

- ♦ odpojitelná rukojeť dle Dr. Lahme s automatickou funkcí sevření košíčku
- ♦ košíček helical, přímý anebo s pružnou špičkou



Velikost (FR/CH)	Počet drátů	Pracovní délka (cm)	Typ košíčku	Délka (mm)	Průměr košíčku	Délka tipu (mm)	Objednací kód
Extraktor s přímou rukojetí "Lahme"							
2.5	4	90	Helical	30	12	3	STN-L254-090
2.5	4	120	Helical	30	12	3	STN-L254-120
3.0	4	90	Helical	31	12	3	STN-L304-090
3.0	4	120	Helical	31	12	3	STN-L304-120
4.0	4	90	Helical	37	15	3	STN-L404-090
2.5	4	120	Přímý	30	12	3	STN-G254-120
3.0	4	120	Přímý	31	12	3	STN-G304-120
3,0	4	90	Helical	30	12	40 + pružná špička	STN-F304-090