


NiTAN extraktor kamenů

Vysoce kvalitní extraktory kamenů NiTAN slouží k zachycení a vyjmutí močových kamenů z urinárního traktu, s minimálním rizikem poranění pacienta.

Extraktory s hladkým košíčkem (tipless) jsou vyrobeny pomocí speciální laserové techniky a jsou skvělé pro použití do flexibilních ureteroskopů pro vyjmutí kamínků z ledviny.



Ergonomická rovná rukojeť pro jistý a pevný úchop

Super-elastický košíček, výborná odolnost proti zkroucení, široký rozsah pohybu

Vysoká radiální síla a perfektní přenos rotace 1:1

Modré značení pro skvělou viditelnost v endoskopu

Dodáváno ve sterilním obalu, připraveno k okamžitému použití.



NiTAN extraktory se špičkou nebo s hladkým košíčkem jsou dostupné v následujících velikostech a provedeních:

Objednací číslo	Velikost (FR/CH)	Počet drátků	Pracovní délka cm	Košíček Ø mm	Typ košíčku
48012456	2,5	4	90	12	helical
48012457	3	4	90	12	helical
48012458	3	4	120	12	helical
48012461	4,5	4	90	15	helical
48012462	4,5	5	90	15	helical
48012459	1,8	4	120	11	tipless
48012460	2,5	4	90	12	tipless