

PEDIATRICKÁ
UROLOGIE



OBSAH



URETERÁLNÍ STENTY

Kapitola 1



NEFROSTOMIE

Kapitola 2




URETERÁLNÍ KATETRY

Kapitola 3



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kapitola 4



DORMIE

Kapitola 5



BALÓNKOVÉ KATETRY

Kapitola 6



SUPRAPUBICKÁ DRENÁŽ

Kapitola 7



URODYNAMIKA

Kapitola 8



SPECIÁLNÍ PRODUKTY

Kapitola 9



PEDIATRICKÁ UROLOGIE


Kapitola 10

OBSAH KAPITOLY

- 10.1 LINZER STENT
 - pro plastiku renal pelvis
- 10.2 PYELOPLASTICKÝ KATETR
 - pro plastiku renal pelvis
- 10.3 WHITE-STAR
 - Double-J ureterální stent
- 10.5 YELLOW-STAR
 - Double-J ureterální stent-dlouhodobý
- 10.7 RENODRAIN-YELLOW
 - Nefrostomická punkční a výměnná sada
- 10.9 SUPRA-FIX
 - Suprapubická punkční a výměnná sada
- 10.10 2 CESTNÝ BALÓNKOVÝ KATETR
 - 100% silikon, Standard, Supersoft

LINZER STENT (sada) Hypospadiie a epispadiie

SADA OBSAHUJE



Uretrální stent

- ✦ Polyuretan (PUR)
- ✦ Stentování uretry po hypospadiích nebo epispadiích
- ✦ Provádí drenáž močového měchýře po léčbě
- ✦ Stabilizuje uretru bez šití

Vodič


- ✦ Povrchová úprava PTFE

Uzavřený						
Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Objednací kód	Délka vodiče (cm)	Průměr vodiče	Tip vodiče	Tuhost vodiče
8	22	EG-350822	40	0.038"	přímý	standard

PYELOPLASTICKÝ KATETR

Pro plastiku renal pelvis

SADA OBSAHUJE



Pyeloplastický katetr

- ♦ Polyuretan (PUR)
- ♦ Drenážní otvory v pigtailu a ureterální části
- ♦ Označení vzdáleností pro přesné zavedení stentu
- ♦ Radiopatický

Adaptér pro injekční stříkačku

- ♦ Pro připojení močového drenážního vaku

Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Objednací kód	Max. průměr vodiče
05	6 / 20	EK-620528	0.028"
06	6 / 20	EK-620628	0.035"


MAGNETICKÝ STENT BLACK-STAR - Double-J uretrální stent

Magnetic Black-Star je unikátní stent určený pro krátkodobé aplikace
Vyjmutí D-J stentu je následně provedeno extraktorem bez použití endoscopu

Výhody:

- > vyjmutí stentu bez potřeby provedení cystoskopie! = celkové snížení nákladů!
- > vysoký komfort pacienta

SADA OBSAHUJE



Ureterální stent

- ♦ Polyuretan (PUR)
- ♦ Drenážní otvory v pigtailu a v těle stentu
- ♦ Otevřený
- ♦ Značky pro přesné umístění stentu, radiopákní
- ♦ Magnet na straně močového měchýře



Doražeč: délka: 40 cm

Vodič: s povrchovou úpravou PTFE

Extraktor s magnetem

- ♦ Materiál: měkký PUR
- ♦ Délka 40 cm, 15 FR (magnet 16 FR)
- ♦ Tiemann tip, 30°
- ♦ Baleno samostatně

BLACK-STAR Double-J ureterální stent

Otevřený							
Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Objednávací kód bez vodiče	Objednávací kód kompletní sada	Délka vodiče (cm)	Průměr vodiče	Tip vodiče	Tuhost vodiče
4.8	10	MR-414810	MR-304810	150	0.28	přímý	standardní
4.8	12	MR-414812	MR-304812	150	0.28	přímý	standardní
4.8	15	MR-414815	MR-304815	150	0.28	přímý	standardní
4.8	20	MR-414820	MR-304820	150	0.28	přímý	standardní
4.8	24	MR-414824	MR-304824	150	0.28	přímý	standardní
4.8	26	MR-404826	MR-304826	150	0.28	přímý	standardní

Cena vč. 15% DPH:	1 080,-	1 400,-
Kód VZP:	0152920	0152921

Extraktor s magnetem není součástí sady, je balen samostatně

Objednávací kód:

💧 R-DEVICE-S pro velikost 4,8 FR

POZNÁMKA:

Extraktor není součástí sady z důvodu požadavku VZP na možnost úhrady stentu/sady v kategorii ZUM. Extraktor nepodléhá úhradě ZUM a nemůže tudíž být součástí této sady.


**Leading Urotechnology
Made in Germany**



WHITE-STAR

Double-J ureterální stent (sada), do 6 měsíců

SADA OBSAHUJE



Ureterální stent

- ♦ Polyuretan (PUR)
- ♦ Drenážní otvory v pigtailu a v těle stentu
- ♦ Otevřený nebo Uzavřený
- ♦ Označení vzdáleností pro přesné zavedení stentu
- ♦ Radiopatický

Zavaděč


- ♦ Délka: 40 cm

Vodič

- ♦ Povrchová úprava PTFE

Svorka

- ♦ 2 svorky v sadách stentů otevřených na straně měchýře



WHITE-STAR Double-J ureterální stent (sada), do 6 měsíců


Otevřený							
Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Objednávací kód bez vodiče	Objednávací kód s vodičem	Délka vodiče (cm)	Průměr vodiče	Tip vodiče	Tuhost vodiče
04	08	EN-410408	EN-360408	125	0.028"	přímý	standard
04	10	EN-410410	EN-360410	125	0.028"	přímý	standard
04	12	EN-410412	EN-360412	125	0.028"	přímý	standard
04	15	EN-410415	EN-360415	125	0.028"	přímý	standard
04	18	EN-410418	EN-360418	125	0.028"	přímý	standard
04	20	EN-410420	EN-360420	125	0.028"	přímý	standard
04	22	EN-410422	EN-360422	125	0.028"	přímý	standard
4.7	20	EN-410520	EN-360520	125	0.035"	přímý	standard
4.7	22	EN-410522	EN-360522	125	0.035"	přímý	standard

Uzavřený							
Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Objednávací kód bez vodiče	Objednávací kód s vodičem	Délka vodiče (cm)	Průměr vodiče	Tip vodiče	Tuhost vodiče
04	08	EN-400408	EN-300408	125	0.028"	přímý	standard
04	10	EN-400410	EN-300410	125	0.028"	přímý	standard
04	12	EN-400412	EN-300412	125	0.028"	přímý	standard
04	15	EN-400415	EN-300415	125	0.028"	přímý	standard
04	18	EN-400418	EN-300418	125	0.028"	přímý	standard
04	20	EN-400420	EN-300420	125	0.028"	přímý	standard
04	22	EN-400422	EN-300422	125	0.028"	přímý	standard
4.7	20	EN-400520	EN-300520	125	0.035"	přímý	standard
4.7	22	EN-400522	EN-300522	125	0.035"	přímý	standard

Aktuální dostupnost pediatrických velikostí se může od výše uvedených lišit.

YELLOW-STAR Double-J ureterální stent (sada), s povrchovou úpravou PC

SADA OBSAHUJE



Ureterální stent

- ♦ Polyuretan (PUR)
- ♦ Povrchová úprava PC minimalizuje riziko vzniku infekce a zvyšuje snášenlivost stentu pacientem
- ♦ Drenážní otvory v pigtailu a v těle stentu
- ♦ Otevřený nebo Uzavřený
- ♦ Označení vzdáleností pro přesné zavedení stentu
- ♦ Radiopatický

Zavaděč

- ♦ Délka: 40 cm

Vodič

- ♦ Povrchová úprava PTFE

Svorka

- ♦ Pouze v sadách stentů s uzavřeným koncem



YELLOW-STAR Double-J ureterální stent (sada), s povrchovou úpravou PC


Otevřený							
Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Objednací kód bez vodiče	Objednací kód s vodičem	Délka vodiče (cm)	Průměr vodiče	Tip vodiče	Tuhost vodiče
4.7	10	EP-414710	EP-364710	125	0.028"	přímý	standard
4.7	12	EP-414712	EP-364712	125	0.028"	přímý	standard
4.7	15	EP-414715	EP-364715	125	0.028"	přímý	standard
4.7	18	EP-414718	EP-364718	125	0.028"	přímý	standard
4.7	20	EP-414720	EP-364720	125	0.035"	přímý	standard
4.7	22	EP-414722	EP-364722	125	0.035"	přímý	standard

Uzavřený							
Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Objednací kód bez vodiče	Objednací kód s vodičem	Délka vodiče (cm)	Průměr vodiče	Tip vodiče	Tuhost vodiče
4.7	10	EP-404710	EP-394710	125	0.028"	přímý	standard
4.7	12	EP-404712	EP-394712	125	0.028"	přímý	standard
4.7	15	EP-404715	EP-394715	125	0.028"	přímý	standard
4.7	18	EP-404718	EP-394718	125	0.028"	přímý	standard
4.7	20	EP-404720	EP-394720	125	0.035"	přímý	standard
4.7	22	EP-404722	EP-394722	125	0.035"	přímý	standard

Aktuální dostupnost pediatrických velikostí se může od výše uvedených lišit.


RENODRAIN-YELLOW nefrostomická punkční a výměnná sada, technika dle Seldingera, pigtailem s PC povrchem,

SADA OBSAHUJE



Nefrostomický katetr

- ♦ Polyuretan (PUR)
- ♦ Povrchová úprava PC minimalizuje riziko vzniku infekce a tvorbu inkrustace, čímž prodlužuje dobu zavedení
- ♦ Drenážní otvory v pigtailu
- ♦ Luer Lock konektor



Punkční jehla

- ♦ 2 dílná jehla
- ♦ Chirurgická ocel
- ♦ 20 G, délka: 9 cm
- ♦ Viditelná pod ultrazvukem

Vodič (Lunderquist)

- ♦ Povrchová úprava PTFE

Univerzální adaptér

- ♦ Pro připojení močového drenážního vaku

RENODRAIN-YELLOW nefrostomická punkční a výměnná sada, technika dle Seldingera, s PC povrchem, s pigtailem

Samostatný katetr

Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Objednávací kód Pigtail katetr
06	24	RP-410640-K

Punkční sada


Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Objednávací kód Punkční sada	Dilatátory (FR/CH)	Délka vodiče (cm)	Průměr vodiče	Tip vodiče (r=1.5 mm)	Tuhost vodiče
06	24	RP-400640-K	05/06	80	0.025"	J-Tip	tuhý

Výměnná sada

Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Objednávací kód Výměnná sada	Dilatátory (FR/CH)	Délka vodiče (cm)	Průměr vodiče	Tip vodiče	Tuhost vodiče
06	24	RP-400642-K	05/06	80	0.025"	přímý	tuhý


SUPRA-FIX punkční a výměnná sada, s pigtailem, s kuželovou spojkou

SADA OBSAHUJE



Pigtail katetr

- ♦ Polyuretan (PUR)
- ♦ Pružný pigtail zabraňuje podráždění
- ♦ Označení vzdáleností pro přesné zavedení stentu



Dělená kanyla

- ♦ Chirurgická ocel
- ♦ Snadné a bezpečné dělení

Vodič

- ♦ Povrchová úprava PTFE

Punkční sada

Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Objednací kód Punkční sada	Velikost dělené kanyly Ø (mm)	Délka dělené kanyly (cm)
8.5	50	SU-081050	3.6	8


Výměnná sada

Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Objednací kód Výměnná sada	Délka vodiče (cm)	Průměr vodiče	Tip vodiče	Tuhost vodiče
8.5	50	SU-081051	100	0.038"	přímý	standard

2 CESTNÝ BALÓNKOVÝ KATETR

100% silikon, Standard a Supersoft, s externím balónkem

POPIS



2 cestný balónkový katetr

♦ Silikon pro optimální kompatibilitu s tkáněmi

Standard			
Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Kapacita balónku (ml)	Objednáací kód
06	33	1.5	MA-220603
08	33	3.0	MA-220803
10	33	3.0	MA-221003

Supersoft			
Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Kapacita balónku (ml)	Objednáací kód
08	30	5.0	GR-600810
10	30	5.0	GR-601010