


PŘÍSLUŠENSTVÍ



OBSAH



URETERÁLNÍ STENTY
Kapitola 1



NEFROSTOMIE
Kapitola 2



URETERÁLNÍ KATETRY
Kapitola 3



PŘÍSLUŠENSTVÍ
Kapitola 4



EXTRAKTORY KAMENŮ
Kapitola 5



BALÓNKOVÉ KATETRY
Kapitola 6



SUPRAPUBICKÁ DRENÁŽ
Kapitola 7



URODYNAMIKA
Kapitola 8



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
Kapitola 9




PEDIATRICKÁ UROLOGIE
Kapitola 10

OBSAH KAPITOLY

- 4.1 VODIČE
- PTFE, Lunderquist, TIGER, SEMISLIP, UROLIX
- 4.4 NEFROSTOMICKÉ PUNKČNÍ JEHLY
- 4.5 JEHLY PRO APLIKACI BOTOXU
- 4.7 SUPRAPUBICKÉ KANALY
- 4.8 DILATÁTORY
- 4.9 ADAPTÉRY
- 4.10 BIOPTICKÉ JEHLY

VODIČE

STANDARDNÍ VODIČ



Standard - povrchová úprava PTFE, chirurgická ocel

Objednací kód	Průměr (palce)	Délka (cm)	Tip	Tuhost tipu	Tuhost těla vodiče
EN-340028	0.028"	100	přímý	standard	standard
EN-340032	0.032"	100	přímý	standard	standard
EN-340035	0.035"	100	přímý	standard	standard
EN-340038	0.038"	100	přímý	standard	standard
SU-120101	0.045"	100	přímý	standard	standard
EN-340125	0.025"	125	přímý	standard	standard
EN-340128	0.028"	125	přímý	standard	standard
EN-340135	0.035"	125	přímý	standard	standard
EN-340135-S	0.035"	125	přímý	standard	tuhý
EN-340228	0.028"	145	přímý	standard	standard
EN-340150	0.035"	150	přímý	standard	standard
EN-340035-J3	0.035"	100	J-tip (3.0 mm)	standard	standard

Lunderquist - povrchová úprava PTFE, chirurgická ocel

Objednací kód	Průměr (palce)	Délka (cm)	Tip	Tuhost tipu	Tuhost těla vodiče
RE-420170	0.025"	70	přímý	standard	tuhý
RE-420780	0.035"	80	J-tip (1.5 mm)	standard	tuhý
RE-420380	0.035"	80	J-tip (3.0 mm)	standard	tuhý
RE-420180	0.035"	80	přímý	standard	tuhý

S pohyblivým jádrem - povrchová úprava PTFE, chirurgická ocel


Objednací kód	Průměr (palce)	Délka (cm)	Tip	Tuhost tipu	Tuhost těla vodiče
RE-420210	0.035"	125	přímý	standard	standard
RE-420211	0.035"	150	přímý	standard	standard

Vodič Schüller - chirurgická ocel bez povrchové úpravy

Objednací kód	Průměr (palce)	Délka (cm)	Tip	Tuhost tipu	Tuhost těla vodiče
RE-430300	0.035"	100	J-tip (3.0 mm)	standard	tuhý

VODIČE

NITINOLOVÝ VODIČ - TIGER



- Žluto-černě žíhaný pro lepší kontrolu pohybu vodiče
- Nitinolové jádro zabraňuje kroucení
- Povrchová úprava PTFE podporuje snadné a rychlé zavedení a zajišťuje optimální kluznost nástrojů

Objednací kód	Průměr (palce)	Délka (cm)	Tip	Tuhost tipu	Tuhost těla vodiče
UTD-35150	0.035"	150	přímý	standard	standard
UTD-35150-A	0.035"	150	bent	standard	standard

VODIČ UROLIX - S HYDROFILNÍM PОВRCEM



Upozornění: Vodič s hydrofilním povrchem je nutné vždy před použitím namočit!


- ♦ Vysoká pružnost a odolnost proti kroucení
- ♦ Nitinolové jádro

Urolix					
Objednáací kódy	Průměr (palce)	Délka (cm)	Tip	Tuhost tipu	Tuhost těla vodiče
UXN-SS-2515	0,025"	150 cm	přímý	standard	standard
UXN-SS-3215	0,032"	150 cm	přímý	standard	standard
UXN-SS-3515	0,035"	150 cm	přímý	standard	standard
UXN-SS-3815	0,038"	150 cm	přímý	standard	standard
UXN-SF-2515	0,025"	150 cm	přímý	měkký/70 mm	standard
UXN-SF-3215	0,032"	150 cm	přímý	měkký/70 mm	standard
UXN-SF-3515	0,035"	150 cm	přímý	měkký/70 mm	standard
UXN-SF-3815	0,038"	150 cm	přímý	měkký/70 mm	standard
UXS-SS-2515	0,025"	150 cm	přímý	standard	tuhý
UXS-SS-3215	0,032"	150 cm	přímý	standard	tuhý
UXS-SS-3515	0,035"	150 cm	přímý	standard	tuhý
UXS-SS-3815	0,038"	150 cm	přímý	standard	tuhý
UXN-CS-2515	0,025"	150 cm	zahnutý	standard	standard
UXN-CS-3215	0,032"	150 cm	zahnutý	standard	standard
UXN-CS-3515	0,035"	150 cm	zahnutý	standard	standard
UXN-CS-3815	0,038"	150 cm	zahnutý	standard	standard
UXS-CS-2515	0,025"	150 cm	zahnutý	standard	tuhý
UXS-CS-3215	0,032"	150 cm	zahnutý	standard	tuhý
UXS-CS-3515	0,035"	150 cm	zahnutý	standard	tuhý
UXS-CS-3815	0,038"	150 cm	zahnutý	standard	tuhý

NEFROSTOMICKÉ PUNKČNÍ JEHLY


Viditelné pod ultrazvukem díky opískovanému tipu kanyly
nebo radiokontrastním kroužkům

1 dílná kanyla



Velikost (G)	Délka (cm)	Objednací kód	Max. průměr vodiče
19	20	RE-440620	0.035"

2 dílná kanyla



Velikost (G)	Délka (cm)	Objednací kód	Max. průměr vodiče
18	20	RE-440720	0.035"

3 dílná kanyla




Velikost (G)	Délka (cm)	Objednací kód	Max. průměr vodiče
18	20	RE-440320	0.035"

FLEXIBILNÍ INJEKČNÍ JEHLA

pro aplikaci Botoxu

POPIS



Flexibilní injekční jehla-dlouhá


- ♦ Bezpečné navádění jehly a ochrana špičky díky pojistnému mechanismu
- ♦ Ergonomická rukojeť
- ♦ Jehla z chirurgické oceli s 15° výbrusem zajišťuje optimální punkční vlastnosti

Velikost (FR/CH)	Průměr jehly (mm / G)	Délka jehly (mm)	Pracovní délka (cm)	Objednací kód
06	0.7 / 22	04	66	FIN-57-066

FLEXIBILNÍ INJEKČNÍ JEHLA

pro aplikaci Botoxu

POPIS



Krátká flexibilní jehla

- ♦ Tuohy Borst Adapter pro fixaci k pracovnímu kanálu cystoskopu a proti vystříknutí
- ♦ Průběžná orientace pozice jehly díky značkové čáře

Velikost (FR/CH)	Průměr jehly (mm / G)	Délka jehly (mm)	Pracovní délka (cm)	Objednací kód
Flexibilní jehla (cylinder clearance 0,9 ml)				
05	23	08	38	FIN-05-380
06	21	08	38	FIN-06-380

Velikost (FR/CH)	Průměr jehly (mm / G)	Délka jehly (mm)	Pracovní délka (cm)	Objednací kód
Flexibilní jehla (cylinder clearance 0,9 ml) s Tuohy Borst Adapterem				
05	23	08	36	FIN-TB-05-360
06	21	08	36	FIN-TB-06-360

KANYLY

Pro suprapubickou punkci močového měchýře

DĚLENÁ KANYLA



- Chirurgická ocel
- Snadné a bezpečné dělení

Pro katetr (FR/CH)	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Délka (cm)	Objednací kód
8.5	3.15	3.6	08	SU-121008
8.5	3.15	3.6	12	SU-121012
12	4.2	4.6	08	SU-121408
12	4.2	4.6	12	SU-121412*
14	5.2	5.6	12	SU-121512**

Poznámka: není kompatibilní se samostatným katetrem SU-271205*, SU-271405** a SU-271425**


TROKAROVÁ KANYLA



- Bezpečná punkce, nízké riziko krváčení

Pro katetr (FR/CH)	Objednací kód
12-14	SCI-001P
16-18	SCI-002P

RENODRAIN DILATÁTORY



dilatátor

dilatátor s děleným
pouzdrém

Dilatátor - samostatný

Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Objednací kód	Max. průměr vodiče
05	18	RE-440518	0.038"
06	18	RE-440618	0.038"
07	18	RE-440718	0.038"
08	18	RE-440818	0.038"
09	18	RE-440918	0.038"
10	18	RE-441018	0.038"
12	18	RE-441218	0.038"
14	18	RE-441418	0.038"
16	18	RE-441618	0.038"
18	18	RE-441818	0.038"

Dilatátor - sada

*dělené pouzdro u největšího dilatátoru

Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Objednací kód	Max. průměr vodiče
08/10/12/14/16	18	RE-440525	0.038"
08/10/12/14/16	18	RE-440526*	0.038"
12/14/16/18	18	RE-440626*	0.038"

Dilatátor s děleným pouzdrém / samostatný

Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Objednací kód	Max. průměr vodiče
06	18	RE-440602	0.038"
07	18	RE-440702	0.038"
08	18	RE-440802	0.038"
09	18	RE-440902	0.038"
10	18	RE-441002	0.038"
12	18	RE-441202	0.038"
14	18	RE-441402	0.038"
16	18	RE-441602	0.038"
18	18	RE-441802	0.038"

ADAPTÉRY

Spojka



Délka (cm)	Objednací kód
4	Spojka FR 04 -18

Univerzální adaptér se silikonovou hadičkou, Luer Lock male




Délka (cm)	Objednací kód Luer Lock male
10	RE-450106
20	RE-450110

Univerzální adaptér se zúženým koncem, Luer lock female / se silikonovou hadičkou



Typ	Objednací kód
samostatný adaptér	AD-103
adaptér s hadičkou 25cm	AD-220

Tuhy Borst adaptér s kuželovou spojkou



Pro hadičky vel. (FR/CH)	Objednací kód s malou nálevkou	Objednací kód s velkou nálevkou
06-12	KS-612	KS-613

JEHLY PRO BIOPSII PROSTATY

Pro automatickou biopsii pomocí bioptické pistole

DNG-1010 kompatibilní s PRO-MAG™ 2.2



DNG-1020 kompatibilní s PRO-MAG™ Ultra



DNG-1040 kompatibilní s Bard® Magnum®



Varianty:

- 🔹 DNG-1010-XX-YYYY pro pistoli Promag™
- 🔹 DNG-1020-XX-YYYY pro pistoli Promag Ultra 2,5™
- 🔹 DNG-1040-XX-YYYY pro pistoli Magnum™ *(Bard)

Velikost (Ga)	Délka (cm)	Pro pistoli Promag 2.2™	Pro pistoli Promag Ultra 2.5™	Pro pistoli Magnum™ *
14	16	DNG-1010-14-0160	DNG-1020-14-0160	
16	16	DNG-1010-16-0160		
16	20	DNG-1010-16-0200	DNG-1020-16-0200	DNG-1040-16-0200
16	25	DNG-1010-16-0250		
18	16	DNG-1010-18-0160	DNG-1020-18-0160	DNG-1040-18-0160
18	20	DNG-1010-18-0200	DNG-1020-18-0200	DNG-1040-18-0200
18	25	DNG-1010-18-0250	DNG-1020-18-0250	DNG-1040-18-0250
18	30			DNG-1040-18-0300
20	20	DNG-1010-20-0200	DNG-1020-20-0200	DNG-1040-20-0200

Pro další velikost/délky jehel a jehly od jiných výrobců nás prosím kontaktujte.