



*Nejvýkonnější ze všech  
extraktorů kamenů:*

## **StoneWrapper<sup>®</sup>**



**Perfektní pro vyjmutí konkrementů různých velikostí  
z těžko dosažitelných oblastí renal pelvis.  
Pohodlně, bezpečně, snadno a rychle.**

- Perfektní hybrid drapáku a košíčku pro extrakci kamenů
- Flexibilní tříramenný nitinolový košíček
- Snadné zavedení do dolního kalichu a rychlé odstranění všech konkrementů
- Dostupné ve dvou velikostech a ve dvou variantách

Specialista pro  
endourologické produkty

# Výkonný: funguje efektivně, šetří čas

Inovativní StoneWrapper řeší hlavní výzvy vyplývající z flexibilní ureterorenoskopie: rychlé a bezpečné atraumatické odstranění marginálních kamínek z renal pelvis.

Následující kombinace:

- a speciálně vyvinutá tříramenná hybridní hlava (kombinace košíčku a drapáku),
- nová technologie vodiče, velmi pevné tělo vodiče a hyperflexibilní distální konec,
- s Tuohy-Borst adaptérem pro snadné zavedení do pracovního kanálu endoskopu
- vodič je navržen s ohledem na odolnost a funkčnost,
- ergonomická rukojeť pro práci bez únavy
- skvělá irigace pro nejlepší viditelnost

umožňuje spolehlivé a rychlé odstranění dokonce i těch nejmenších kamínek z jakéhokoliv místa.



## Žádný kámen není v bezpečí!

StoneWrapper je ideální nástroj pro komplexní odstranění všech fragmentů i z těch nejobtížněji dostupných míst

*Adaptér Tuohy-Borst usnadňuje zavedení vodiče*

Objednací číslo	Velikost / FR	Délka / cm	Šířka / mm
48012553	1.5	120	8
48012554	1.5	120	11
48012555	2.0	120	8
48012556	2.0	120	11

**UROTECH GmbH, organizační složka**

Cihlářská 19, 602 00 Brno

Mobil :725 015 510

Fax 517 546 000

e.soskova@urotech.com