

The image displays the components of a suprapubic drainage catheter against a light blue background. In the upper right, a white plastic catheter with a clear bulbous tip is shown. In the center, a clear plastic drainage tube is connected to a spherical, clear plastic reservoir. In the foreground, a large, clear plastic circular loop, likely a collection bag or part of the drainage system, is visible. The text 'SUPRAPUBICKÁ DRENÁŽ' is centered in the upper portion of the image.

SUPRAPUBICKÁ
DRENÁŽ

OBSAH



URETERÁLNÍ STENTY

Kapitola 1



NEFROSTOMIE

Kapitola 2



URETERÁLNÍ KATETRY

Kapitola 3



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kapitola 4



EXTRAKTORY KAMENŮ

Kapitola 5



BALÓNKOVÉ KATETRY

Kapitola 6



SUPRAPUBICKÁ DRENÁŽ

Kapitola 7



URODYNAMIKA

Kapitola 8



SPECIÁLNÍ PRODUKTY

Kapitola 9



PEDIATRICKÁ UROLOGIE


Kapitola 10

OBSAH KAPITOLY

- 7.1 SUPRA-FIX
 - punkční a výměnná sada, s pigtailem s kuželovou spojkou
- 7.3 SUPRA-FIX TUR
 - punkční sada, s pigtailem s kuželovou spojkou
- 7.5 SUPRA-FIX BK
 - punkční/výměnná/dilatační sada, 100% silikon pigtail s integrovaným balónkem
- 7.7 SUPRA-FIX-INTEGRALE
 - punkční/výměnná/dilatační sada, 100% silikon s integrovaným balónkem
- 7.9 SUPRAVISON INTEGRAL TROCAR
 - suprapubická punkční sada s trocarem


SUPRA-FIX punkční a výměnná sada, pigtail s kuželovou spojkou

SADA OBSAHUJE



Pigtail katetr

- ♦ Polyuretan (PUR)
- ♦ Pružný pigtail nezpůsobuje dráždění
- ♦ Kuželová spojka pro připojení močového drenážního vaku
- ♦ Označení vzdáleností pro přesné zavedení stentu



Dělená kanyla

- ♦ Chirurgická ocel
- ♦ Snadné a bezpečné dělení

SUPRA-FIX punkční a výměnná sada, pigtail s kuželovou spojkou

Katetr / Punkční sada /					
Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Objednací kód Samostatný pigtail katetr	Objednací kód Punkční sada	Velikost dělené kanyly Ø (mm)	Délka dělené kanyly (cm)
8.5	65	SU-130865	SU-101040	3.6	12
10	65	SU-131065	SU-101046	4.6	12
12	65	SU-131265	SU-101240	5.6	12

Výměnná sada						
Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Objednací kód Výměnná sada	Délka vodiče (cm)	Průměr vodiče	Tip vodiče	Tuhost vodiče
8.5	65	SU-131040	100	0.038"	přímý	standard
10	65	SU-131046	100	0.038"	přímý	standard
12	65	SU-131240	100	0.038"	přímý	standard


SUPRA-FIX TUR TUR-punkční sada, pigtailem s kuželovou spojkou

SADA OBSAHUJE



Pigtail katetr

- ✦ Polyuretan (PUR)
- ✦ Otevřený nebo Uzavřený
- ✦ Velmi vhodný pro drenáž a irigaci během postupu TUR
- ✦ Pružný pigtail zabraňuje podráždění
- ✦ Optimální drenáž moči díky drenážním otvorům v pigtailu
- ✦ Kuželová spojka pro připojení močového drenážního vaku
- ✦ Označení vzdáleností pro přesné zavedení katetru



Dělená kanyla

- ✦ Chirurgická ocel
- ✦ Snadné a bezpečné dělení

Vodič

- ✦ Povrchová úprava PTFE


SUPRA-FIX TUR TUR-punkční sada, pigtail s kuželovou spojkou

Otevřený konec				
Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Objednací kód	Velikost dělené kanyly Ø (mm)	Délka dělené kanyly (cm)
14	65	SU-121640	5.6	12

Uzavřený konec				
Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Objednací kód	Velikost dělené kanyly Ø (mm)	Délka dělené kanyly (cm)
14	65	SU-121540	5.6	12

SUPRA-FIX BK punkční-, výměnná- a dilatační výměnná sada, 100% silikon, pigtail s integrovaným balónkem

SADA OBSAHUJE



Balónkový katetr

- ☛ Silikon pro optimální kompatibilitu s tkáněmi
- ☛ Pružný pigtail zabraňuje podráždění
- ☛ Označení vzdáleností pro přesné zavedení katetru



Dělená kanyla

- ☛ Chirurgická ocel
- ☛ Snadné a bezpečné dělení

Vodič

- ☛ Povrchová úprava PTFE

SUPRA-FIX BK punkční/výměnná/dilatační výměnná sada,
100% silikon, pigtail s integrovaným balónkem


Punkční sada / Katetr						
Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Balónek (ml)	Objednací kód Samostatný katetr	Objednací kód Punkční sada	Velikost dělené kanyly Ø (mm)	Délka dělené kanyly (cm)
12	40	05	SU-251205	SU-121240	5.6	12
14	40	05	SU-251405	SU-121440	5.6	12
16	40	10	SU-251605			
18	40	10	SU-251805			

Výměnná sada							
Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Balónek (ml)	Objednací kód Výměnná sada	Délka vodiče (cm)	Průměr vodiče	Tip vodiče	Tuhost vodiče
12	40	05	SU-124540	100	0.038"	přímý	standard
14	40	05	SU-124640	100	0.038"	přímý	standard
16	40	10	SU-124740	100	0.038"	přímý	standard
18	40	10	SU-124840	100	0.038"	přímý	standard

Dilatační výměnná sada								
Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Balónek (ml)	Objednací kód Dilatační výměnná sada	Dilatátor (FR/CH)	Délka vodiče (cm)	Průměr vodiče	Tip vodiče	Tuhost vodiče
12	40	05	SU-124541	14	100	0.038"	přímý	standard
14	40	05	SU-124641	16	100	0.038"	přímý	standard
16	40	10	SU-124741	18	100	0.038"	přímý	standard

SUPRA-FIX-INTEGRALE punkční-, výměnná- a dilatační výměnná sada, 100% silikon, s integrovaným balónkem

SADA OBSAHUJE



Balónkový katetr

- ♦ Silikon pro optimální kompatibilitu s tkáněmi
- ♦ Označení vzdáleností pro přesné zavedení katetru



Dělená kanyla

- ♦ Chirurgická ocel
- ♦ Snadné a bezpečné dělení

Vodič

- ♦ Povrchová úprava PTFE

SUPRA-FIX-INTEGRALE punkční-, výměnná- a dilatační výměnná sada, 100% silikon, s integrovaným balónkem

Punkční sada / Katetr						
Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Balónek (ml)	Objednáací kód Samostatný katetr	Objednáací kód Punkční sada	Velikost dělené kanyly Ø (mm)	Délka dělené kanyly (cm)
08	30	1.5	SU-270825	SU-110826	3.6	08
10	30	3.0	SU-271025	SU-111026	4.6	08
10	40	3.0	SU-271005	SU-111030	4.6	12
12	30	5.0	SU-271225	SU-111226	4.6	08
12	40	5.0	SU-271205	SU-111230	4.6	12
14	30	5.0	SU-271425			
14	40	5.0	SU-271405	SU-111430	5.6	12
16	30	5-10	SU-271625			
16	40	5-10	SU-271605			
18	30	5-10	SU-271825			
18	40	5-10	SU-271805			
20	30	5-10	SU-272025			
20	40	5-10	SU-272005			
22	30	5-10	SU-272225			
22	40	5-10	SU-272205			
24	40	5-10	SU-272405			


Výměnná sada							
Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Balónek (ml)	Objednáací kód Výměnná sada	Délka vodiče (cm)	Průměr vodiče	Tip vodiče	Tuhost vodiče
08	30	1.5	SU-140826	100	0.025"	přímý	standard
10	30	3.0	SU-141026	100	0.032"	přímý	standard
10	40	3.0	SU-141030	100	0.032"	přímý	standard
12	30	5.0	SU-141226	100	0.032"	přímý	standard
12	40	5.0	SU-141230	100	0.032"	přímý	standard
14	30	5.0	SU-141426	100	0.038"	přímý	standard
14	40	5.0	SU-141430	100	0.038"	přímý	standard
16	30	5-10	SU-141626	100	0.038"	přímý	standard
16	40	5-10	SU-141630	100	0.038"	přímý	standard
18	30	5-10	SU-141826	100	0.038"	přímý	standard
18	40	5-10	SU-141830	100	0.038"	přímý	standard
20	40	5-10	SU-142030	100	0.038"	přímý	standard

Dilatační výměnná sada								
Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Balónek (ml)	Objednáací kód Dilatační výměnná sada	Dilatátor (FR/CH)	Délka vodiče (cm)	Průměr vodiče	Tip vodiče	Tuhost vodiče
10	40	3.0	SU-141031	12	100	0.032"	přímý	standard
12	40	5.0	SU-141231	14	100	0.032"	přímý	standard
14	40	5.0	SU-141431	16	100	0.038"	přímý	standard
16	40	5-10	SU-141631	18	100	0.038"	přímý	standard

SUPRAVISION INTEGRAL TROCAR


Suprapubická punkční sada s trocarem, 100% silikon s integrovaným balónkem

SADA OBSAHUJE



Balónkový katetr

- 100% silikon, transparentní, s otevřeným koncem
- Velmi nízká inkrustace
- Zaoblený konec pro snazší umístění katetru
- Zesílený konec pro prevenci vyklouznutí trychtýřku a umožňující bezpečné připojení vaku na moč
- Transparentní s kontrastními proužky
- TROKAROVÁ JEHLA: Nízké riziko krvácení, na rozdíl od rozlamovací kanyly
- Snadná manipulace s trocarem a snížení rizika proříznutí ve srovnání s kanylou



Punkční sada			
Objednací číslo se skalpelem	Velikost (CH/FR)	Délka (cm)	Kapacita balónku (ml)
SV-201240	12	40	5
SV-201440	14	40	5
SV-201640	16	40	10