

URETERÁLNÍ  
KATETRY



# OBSAH



URETERÁLNÍ STENTY  
Kapitola 1



NEFROSTOMIE  
Kapitola 2



URETERÁLNÍ KATETRY  
Kapitola 3



PŘÍSLUŠENSTVÍ  
Kapitola 4



EXTRAKTORY KAMENŮ  
Kapitola 5



BALÓNKOVÉ KATETRY  
Kapitola 6



SUPRAPUBICKÁ DRENÁŽ  
Kapitola 7



URODYNAMIKA  
Kapitola 8



SPECIÁLNÍ PRODUKTY  
Kapitola 9




PEDIATRICKÁ UROLOGIE  
Kapitola 10

## OBSAH KAPITOLY

- 3.1 URETERÁLNÍ KATETRY  
- NELATON, TIEMANN, DLE WALZE
- 3.2 - URETERÁLNÍ BALÓNKOVÝ DILATAČNÍ KATETR
- 3.3. - URETERÁLNÍ OKLUZNÍ BALÓNKOVÝ KATETR

# URETERÁLNÍ KATETRY

## pro retrográdní urografii



Všechny ureterální katetry jsou se styletem

### Nelaton tip

Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Objednací kód Uzavřený	Objednací kód Otevřený	Max. průměr vodiče
03	70	UK-500370	UK-600370	
04	70	UK-500470	UK-600470	0.035"
05	70	UK-500570	UK-600570	0.035"
06	70	UK-500670	UK-600670	0.035"
07	70	UK-500770	UK-600770	0.035"

Cena vč. 21% DPH: 330,- 330,-

Kód VZP: 0028212 0028215

### Tiemann tip

Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Objednací kód Uzavřený	Objednací kód Otevřený	Max. průměr vodiče
03	70	UK-510370	UK-540370	
04	70	UK-510470	UK-540470	0.035"
05	70	UK-510570	UK-540570	0.035"
06	70	UK-510670	UK-540670	0.035"
07	70	UK-510770	UK-540770	0.035"

Cena bez/včetně 21% DPH: 330,- 330,-


Kód VZP: 0028213 0028214

### Ureterální katetr dle Prof. Walze

Velikost (FR/CH)	Délka (cm)	Tip (FR)	Objednací kód Uzavřený	Objednací kód Otevřený	Max. průměr vodiče
04	70	07		UK-630470	0.035"

# URETERÁLNÍ BALÓNKOVÝ DILATAČNÍ KATETR pro retrográdní přístup

## POPIS



## Balónkový dilatační katetr

- ◆ Transluminální dilatace ureterálních striktur a dilatace ureteru před odstraněním kamínek
- ◆ Radiopatický, další značky na distálním a proximálním konci balónku
- ◆ Hydrofilní povrch (cca 5 cm) pro snadné zavádění
- ◆ Luer Lock konektor

Průměr balónku (mm)	Délka balónku (mm)	Délka těla katetru (cm)	Nominální tlak (atm)	RBP (atm)	Pro vodič	Pouzdro (FR)	Objednací kód
4	40	80	6	16	0.035"	5	UBD - 5440
4	60	80	6	16	0.035"	5	UBD - 5460
4	80	80	6	16	0.035"	5	UBD - 5480
6	40	80	6	16	0.035"	5	UBD - 5640
6	60	80	6	16	0.035"	5	UBD - 5660
6	80	80	6	14	0.035"	5	UBD - 5680
8	40	80	6	14	0.035"	6	UBD - 5840
8	60	80	6	14	0.035"	6	UBD - 5860
8	80	80	6	12	0.035"	6	UBD - 5880

## Tabulky shody

Plnicí tlak		Průměr balónku (mm)		
atm / bar	kPA	4.0	6.0	8.0
4	400	3.78	5.68	7.45
<b>6</b>	<b>600</b>	<b>4.00</b>	<b>6.00</b>	<b>8.00</b>
8	800	4.15	6.16	8.31
10	1000	4.28	6.30	8.53
11	1100	4.33	6.37	8.64
12	1200	4.40	6.44	8.77
13	1300	4.46	6.52	8.89
14	1400	4.53	6.59	9.00
15	1500	4.60	6.67	9.12
16	1600	4.67	6.79	9.25
17	1700	4.75	6.84	


### Nominální tlak

Stanovený burst tlak (RBP) pro balónek délky 40-60 mm

Stanovený burst tlak (RBP) pro balónek 80 mm


## URETERÁLNÍ OKLUZNÍ BALÓNKOVÝ KATETR

## POPIS



## Ureterální okluzní katetr

- Hydrofilní tip pro snadné zavedení katetru
- Platinový kroužek uprostřed balónku pro přesné a bezpečné umístění
- Hladký přechod z těla katetru do balónku
- Balónek neobsahuje latex
- Plnicí kapalinu lze odsát injekční stříkačkou
- Snadné připojení adaptéru



Objednací číslo	Velikost (FR/CH)	Velikost of tip (FR/CH)	Délka (cm)	Kapacita balónku (ml)	Délka mandrenu (cm)	Mandren Ø
OK-05-75	5	4	75	1	84	0.035"